



SAFETY-CAL[®]

HYDROXYDE DE CALCIUM
RADIO OPAQUE À BASE AQUEUSE

SAFETY-CAL[®], pour coiffage pulpaire et traitement canalaire.



- ✦ **COIFFAGE DIRECT ET INDIRECT**
Protège parfaitement le tissu pulpaire et régénère le tissu dentinaire.
- ✦ **OBTURATION CANALAIRE TEMPORAIRE**
Aseptise l'endodonte et traite les lésions apicales ou latéro-radiculaires.
- ✦ **EXCELLENTE VISCOSITÉ**
Mise en œuvre simple et agréable.
- ✦ **EFFICACITÉ**
Le PH à 12,6 permet l'asepsie de l'endodonte.
- ✦ **BONNE RADIO OPACITÉ**
Permet un contrôle sûr de l'application.
- ✦ **CONSERVATION IDÉALE**
Ne sèche pas dans la seringue.



• 1 SERINGUE DE 2 ML + EMBOUTS
• 3 SERINGUES DE 2 ML + EMBOUTS

RÉF. EN01001
RÉF. EN01011

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

