

CANAL-EX

INSTRUMENTATION MANUELLE

LIME D'EXPLORATION CANALAIRE



Réf.	EN10101
Désignation	CANAL-EX N°12
Long. (mm)	25.0
Ø (mm)	ISO 012
SUPPORT 6 LIMES CANAL-EX	





IDÉAL POUR
PERMÉABILISATION
DES CANAUX
DIFFICILES

LIME-K

INSTRUMENTATION MANUELLE

LIME POUR CATHÉTÉRISME ET MISE EN FORME CANALAIRE



Réf.	EN10001	EN10002	EN10003	EN10005	EN10006	EN10007	EN10008	EN10009	EN100010
Désignation	LIME-K N°6	LIME-K N°8	LIME-K N°10	LIME-K N°15	LIME-K N°20	LIME-K N°25	LIME-K N°30	LIME-K N°35	LIME-K N°40
Long. (mm)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Ø (mm)	ISO 006	ISO 008	ISO 010	ISO 015	ISO 020	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040

SUPPORT 6 LIMES-K

Dispositifs Médicaux Classe I

Distribué exclusivement
par Exotec Dentaire®



Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

FFDM TIVOLY
78-80 Avenue de la Prospective
18020 Bourges / cedex