


SPRING-SAFE

(BOURRE-PÂTE À RESSORT)

INSTRUMENTATION ROTATIVE



L'EFFET RESSORT
SÉCURISE L'OBTURATION
CANALAIRE EN LIMITANT
LE RISQUE DE FRACTURE
D'INSTRUMENT




Réf.	EN10307	EN10308	EN10309	EN10310
Désignation	SPRING SAFE N°25	SPRING SAFE N°30	SPRING SAFE N°35	SPRING SAFE N°40
Long. (mm)	25.0	25.0	25.0	25.0
Ø (mm)	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040

SUPPORT 6 BOURRES-PÂTE

LENTULO

INSTRUMENTATION ROTATIVE



Réf.	EN10207	EN10208	EN10209	EN10210
Désignation	LENTULO N°25	LENTULO N°30	LENTULO N°35	LENTULO N°40
Long. (mm)	25.0	25.0	25.0	25.0
Ø (mm)	ISO 025	ISO 030	ISO 035	ISO 040

SUPPORT 4 LENTULOS

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Distribué exclusivement
par Exotec Dentaire[®]

FFDM TIVOLY
78-80 Avenue de la Prospective
18020 Bourges / cedex

0459