

INDICATIONS



À tout moment, vous pouvez réinitialiser ce document en cliquant sur le bouton ci-contre (attention, cela effacera toutes les informations saisies) :

CODIFICATION

- **SF** : grain Super Fin
- **F** : grain Fin
- **M** : grain Moyen
- **G** : grain Gros
- **SG** : grain Super Gros
- T** : Turbo

T Pour **Turbine**

PM Pour **Pièce à Main**

CA Pour **Contre-Angle**

RECOMMANDATIONS

Vitesse recommandée pour les différentes granulométries : **SG** ● - **G** ● - **M** ○

Ø de la partie travaillante [ISO] ↺ Vitesse de rotation recommandée [tr./min.]

007 - 010	100 000 à 220 000
012 - 015	70 000 à 220 000
016 - 019	55 000 à 160 000
020 - 024	40 000 à 120 000
025 - 027	35 000 à 110 000
029 - 031	30 000 à 95 000
033 - 040	25 000 à 75 000
042 - 050	15 000 à 60 000

Vitesse recommandée pour les différentes granulométries : **F** ● - **SF** ● - **T**

Granulométrie [ISO] ↺ Vitesse de rotation recommandée [tr./min.]

F ●	10 000 à 20 000
SF ●	8 000 à 15 000

FRAISES DIAMANTÉES

NUMÉRO / FORME	368 Olive
SPÉCIFICITÉ	extrémité pointue
FRAISES (échelle 1:1)	
LG. (partie travaillante)	3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 5.0
Ø	1.6 1.6 1.6 2.3 2.3 2.3
GRAIN	G F SF SG G F
RÉFÉRENCE	FR66004 FR66005 FR66006 FR66003 FR66002 FR66001
QUANTITÉS	

NUMÉRO / FORME	379 Olive
SPÉCIFICITÉ	extrémité arrondie
FRAISES (échelle 1:1)	
LG. (partie travaillante)	3.2 3.2 3.2 4.2 4.2 4.2
Ø	1.6 1.6 1.6 2.3 2.3 2.3
GRAIN	G F SF SG G F
RÉFÉRENCE	FR69004 FR69005 FR69006 FR69003 FR69002 FR69001
QUANTITÉS	

NUMÉRO / FORME	801 Boule
SPÉCIFICITÉ	—
FRAISES (échelle 1:1)	
LG. (partie travaillante)	0.9 1.0 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 2.3
Ø	0.9 1.0 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 2.3
GRAIN	M M SG G F SG G F SG G F SG G F SG
RÉFÉRENCE	FR01014 FR01001 FR01003 FR01002 FR01016 FR01005 FR01004 FR01017 FR01008 FR01007 FR01018 FR01012 FR01011 FR01019 FR01013
QUANTITÉS	

NUMÉRO / FORME	801L Boule longue
SPÉCIFICITÉ	—
FRAISES (échelle 1:1)	
LG. (partie travaillante)	1.4 1.4 1.6 1.6
Ø	1.4 1.4 1.6 1.6
GRAIN	SG G SG G
RÉFÉRENCE	FR01015 FR01006 FR01010 FR01009
QUANTITÉS	

NUMÉRO / FORME	802 Boule
SPÉCIFICITÉ	avec extension
FRAISES (échelle 1:1)	
LG. (partie travaillante)	2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Ø	1.0 1.2 1.4 1.6 1.6
GRAIN	M G G G F
RÉFÉRENCE	FR02003 FR02001 FR02002 FR02004 FR02005
QUANTITÉS	

NUMÉRO / FORME	805 Cône renversé
SPÉCIFICITÉ	—
FRAISES (échelle 1:1)	
LG. (partie travaillante)	1.0 1.2 1.6 1.6 1.6
Ø	1.0 1.2 1.4 1.4 1.6
GRAIN	M G G F G
RÉFÉRENCE	FR03004 FR03001 FR03002 FR03005 FR03003
QUANTITÉS	

NUMÉRO / FORME	806 Cône renversé
SPÉCIFICITÉ	avec extension
FRAISES (échelle 1:1)	
LG. (partie travaillante)	2.0 2.0 3.0 3.0
Ø	0.9 1.0 1.2 1.4
GRAIN	M G G G
RÉFÉRENCE	FR04001 FR04002 FR04003 FR04004
QUANTITÉS	

NUMÉRO / FORME	807 Cône renversé
SPÉCIFICITÉ	long
FRAISES (échelle 1:1)	
LG. (partie travaillante)	3.0 3.5 3.5 3.5
Ø	1.0 1.2 1.4 1.6
GRAIN	M G G G
RÉFÉRENCE	FR05001 FR05002 FR05003 FR05004
QUANTITÉS	

FRAISES DIAMANTÉES


NUMÉRO / FORME		811 Tonneau
SPÉCIFICITÉ		—
FRAISES (échelle 1:1)		
LG. (partie travaillante)	4.2	
Ø	3.3	
GRAIN	G	
RÉFÉRENCE	FR08001	
QUANTITÉS		

NUMÉRO / FORME		817 Disque
SPÉCIFICITÉ		—
FRAISES (échelle 1:1)		
LG. (partie travaillante)	0.5	
Ø	4.7	
GRAIN	G	
RÉFÉRENCE	FR08002	
QUANTITÉS		

INDICATIONS		822 Poire					
		courte					
							
	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	
	0.9 ●	0.9 ●	1.0 ●	1.2 ●	1.2 ●	1.2 ●	
	G	M	G	SG	G	F	
		FR14002	FR14001	FR14003	FR14005	FR14004	FR14006


INDICATIONS		830 Poire					
	médium						
							
	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	
	0.9	1.0	1.2	1.2	1.4	1.6	
	M	G	G	F	G	G	
	FR17006	FR17007	FR17001	FR17012	FR17003	FR17008	

INDICATIONS		830L Poire					
		longue					
							
	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.6	
							
							
FR17002	FR17009	FR17004	FR17011	FR17005	FR17010		

NUMÉRO / FORME		834 Guide de profondeur
SPÉCIFICITÉ		—
FRAISES (échelle 1:1)		
LG. (partie travaillante)	6.0	6.0
Ø	1.6	2.1
GRAIN	M	M
RÉFÉRENCE	FR10001	FR10002
QUANTITÉS		

835 Cylindrique courte									
extrémité plate									
T									
	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	1.6
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	G	M	SG	G	F	SG	G	G	G
	FR20002	FR20008	FR20004	FR20003	FR20010	FR20006	FR20005	FR20007	FR20009

836 Cylindrique médium	
extrêmité plate	
T </	

NUMÉRO / FORME		836KRS Cylindr.
SPÉCIFICITÉ		extrémité arrondie
FRAISES (échelle 1:1)		
LG. (partie travaillante)	6.0	6.0
Ø	1.4	1.4
GRAIN	G	F
RÉFÉRENCE	FR06002	FR06001
QUANTITÉS		

NUMÉRO / FORME	 	836KR Cylindrique avec congé					
SPÉCIFICITÉ		angle arrondi					
FRAISES (échelle 1:1)							
LG. [partie travaillante]		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Ø	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	
GRAIN	M	F	G	F	G	F	
RÉFÉRENCE	FR21008	FR21013	FR21009	FR21014	FR21010	FR21011	
QUANTITÉS							

INDICATEURS



837 Cylindrique longue								
extrémité plate								
								
8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.6	1.8
●	●	●	●	●	●	●	●	●
G	SG	G	F	SG	G	F	SG	SG
FR22001	FR22003	FR22002	FR22008	FR22005	FR22004	FR22009	FR22006	FR22007

INDICATIONS 		837T Cylindrique longue			
		Turbo			
					
		8.0	8.0	8.0	8.0
		1.2 ●	1.4 ●	1.4 ●	1.6 ●
SG		SG		G	SG
FR90021	FR90023	FR90022	FR90025		

INDICATIONS		838 Cylindrique courte				
		extrémité arrondie				
						
	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
	0.9	1.0	1.2	1.2	1.4	
	●	●	●	●	●	
	M	G	G	M	G	
FR23003	FR23001	FR23002	FR23005	FR23004		

FRAISES DIAMANTÉES

NUMÉRO / FORME

SPÉCIFICITÉ

FRAISES
(échelle 1:1)

LG. (partie travaillante)

Ø

GRAIN

RÉFÉRENCE

QUANTITÉS

847 | Cône

extrêmité plate

8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.8
F	G	SG	G	F	SG	G	F	SG
FR29007	FR29001	FR29003	FR29002	FR29008	FR29005	FR29004	FR29009	FR29006

850 | Cône longue

—

10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6
G	F	SG	G	F	SG	G	F	
FR32001	FR32008	FR32003	FR32002	FR32004	FR32006	FR32005	FR32007	

850T | Cône longue

Turbo

10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
1.4	1.4	1.6	1.6	1.8
SG	G	SG	G	SG
FR90041	FR90040	FR90043	FR90042	FR90044

NUMÉRO / FORME

SPÉCIFICITÉ

FRAISES
(échelle 1:1)

LG. (partie travaillante)

Ø

GRAIN

RÉFÉRENCE

QUANTITÉS

856 | Congé

—

8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	2.1	2.1	2.5	
G	F	SG	G	SG	SG	G	G	F	SG	G	SG	G	SG	
FR36001	FR36021	FR36003	FR36002	FR36007	FR36009	FR36006	FR36008	FR36022	FR36013	FR36012	FR36017	FR36016	FR36020	

856T | Congé

Turbo

8.0	8.0	8.0	8.0
1.4	1.6	1.6	1.8
SG	SG	G	SG
FR90051	FR90053	FR90052	FR90054

858 | Fiss

—

8.0	8.0	8.0
1.4	1.4	1.4
SG	G	F
FR38002	FR38001	FR38003

859 | Fiss longue

—

10.0	10.0	10.0	10.0
1.0	1.2	1.4	1.6
G	G	G	F
FR39001	FR39002	FR39003	FR39004

NUMÉRO / FORME

SPÉCIFICITÉ

FRAISES
(échelle 1:1)

LG. (partie travaillante)

Ø

GRAIN

RÉFÉRENCE

QUANTITÉS

860 | Flamme courte

—

4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4
G	M	G	F	SF	G	F	SF	
FR40003	FR40002	FR40004	FR40008	FR40001	FR40005	FR40006	FR40007	

862 | Flamme médium

—

8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4
G	M	G	F	SF	SG	G	F	
FR42001	FR42005	FR42002	FR42006	FR42007	FR42004	FR42003	FR42008	

863 | Flamme longue

—

10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4
M	SG	G	F	SF	SG	G	SF	
FR43003	FR43005	FR43004	FR43006	FR43007	FR43009	FR43008	FR43002	

FRAISES DIAMANTÉES

NUMÉRO / FORME	 878 Torpille						
SPÉCIFICITÉ	—						
FRAISES (échelle 1:1)							
LG. (partie travaillante)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Ø	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.8
GRAIN	G	SG	G	SG	G	F	SG
RÉFÉRENCE	FR51001	FR51003	FR51002	FR51005	FR51004	FR51007	FR51006
QUANTITÉS							

NUMÉRO / FORME	 878T Torpille			
SPÉCIFICITÉ	Turbo			
FRAISES (échelle 1:1)				
LG. (partie travaillante)	8.0	8.0	8.0	8.0
Ø	1.2	1.2	1.4	1.4
GRAIN	SG	G	SG	G
RÉFÉRENCE	FR90071	FR90070	FR90073	FR90072
QUANTITÉS				

NUMÉRO / FORME	 879 Torpille longue								
SPÉCIFICITÉ	—								
FRAISES (échelle 1:1)									
LG. (partie travaillante)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Ø	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6
GRAIN	M	F	G	F	G	F	SF	G	F
RÉFÉRENCE	FR10004	FR10003	FR52107	FR52106	FR52103	FR52102	FR52101	FR52105	FR52104
QUANTITÉS									


NUMÉRO / FORME	 879K Torpille longue								
SPÉCIFICITÉ	cônique								
FRAISES (échelle 1:1)									
LG. (partie travaillante)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Ø	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8
GRAIN	SG	G	F	SG	G	F	SG	G	F
RÉFÉRENCE	FR52002	FR52001	FR52007	FR52004	FR52003	FR52008	FR52006	FR52005	FR52009
QUANTITÉS									

NUMÉRO / FORME	 888 Flamme	
SPÉCIFICITÉ	—	
FRAISES (échelle 1:1)		
LG. (partie travaillante)	8.0	8.0
Ø	1.2	1.2
GRAIN	F	SF
RÉFÉRENCE	FR60002	FR60001
QUANTITÉS		

NUMÉRO / FORME	 889 Flamme courte				
SPÉCIFICITÉ	—				
FRAISES (échelle 1:1)					
LG. (partie travaillante)	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0
Ø	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
GRAIN	G	M	G	F	SF
RÉFÉRENCE	FR61001	FR61004	FR61003	FR61002	FR61005
QUANTITÉS					

NUMÉRO / FORME	 986 Façonnage occlusal					
SPÉCIFICITÉ	composite					
FRAISES (échelle 1:1)						
LG. (partie travaillante)	2.0	2.0	2.4	2.4	3.5	3.5
Ø	2.6	2.6	3.1	3.1	4.1	4.1
GRAIN	F	SF	F	SF	M	SF
RÉFÉRENCE	FR06005	FR06006	FR06007	FR06008	FR06009	FR06010
QUANTITÉS						

NUMÉRO / FORME	 998 Congé			
SPÉCIFICITÉ	avec guide de taille			
FRAISES (échelle 1:1)				
LG. (partie travaillante)	9.0	9.0	9.0	9.0
Ø	1.6	1.6	2.1	2.1
GRAIN	SG	F	SG	F
RÉFÉRENCE	FR65004	FR65003	FR65008	FR65007
QUANTITÉS				

NUMÉRO / FORME	 KX Correction Zircon et Céramique															
SPÉCIFICITÉ	—															
FRAISES (échelle 1:1)																
LG. (partie travaillante)	cônique				cylindrique				boule		—				—	
Ø	11.5	11.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	1.4	1.4	2.6	10.0	5.5	5.5	
GRAIN	F	SF	F	SF	M	M	F	SF	M	F	SF	F	M	F	SF	
RÉFÉRENCE	FR86014	FR86015	FR86003	FR86004	FR86008	FR86007	FR86005	FR86006	FR86013	FR86009	FR86010	FR86001	FR86002	FR86011	FR86012	
QUANTITÉS																

NUMÉRO / FORME	 846KRS Cône	
SPÉCIFICITÉ	extrémité arrondie	
FRAISES (échelle 1:1)		
LG. (partie travaillante)	6.0	6.0
Ø	1.9	1.9
GRAIN	G	F
RÉFÉRENCE	FR06004	FR06003
QUANTITÉS		

NUMÉRO / FORME	 PÉDO Multiples					
SPÉCIFICITÉ	—					
FRAISES (échelle 1:1)						
LG. (partie travaillante)	0.7	3.5	2.0	3.5	3.0	1.0
Ø	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9
GRAIN	M	M	M	M	M	M
RÉFÉRENCE	FR87002	FR87004	FR87005	FR87006	FR87003	FR87001
QUANTITÉS						

FRAISES CARBURE DE TUNGSTÈNE

NUMÉRO / FORME	C1S Boule													
SPÉCIFICITÉ	Hi-cut													
FRAISES (échelle 1:1)														
LG. (partie travaillante)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3
Ø	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÉFÉRENCE	FR75001	FR75002	FR75003	FR75004	FR75005	FR75006	FR75007	FR76001	FR76002	FR76003	FR76004	FR76005	FR76006	FR76007
QUANTITÉS														

NUMÉRO / FORME	C1SL Boule longue			
SPÉCIFICITÉ	Hi-cut			
FRAISES (échelle 1:1)				
LG. (partie travaillante)	1.0	1.4	1.8	2.3
Ø	●	●	●	●
RÉFÉRENCE	FR77001	FR77002	FR77003	FR77004
QUANTITÉS				

NUMÉRO / FORME	C2 Cône renversé				
SPÉCIFICITÉ	—				
FRAISES (échelle 1:1)					
LG. (partie travaillante)	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6
Ø	●	●	●	●	●
RÉFÉRENCE	FR79001	FR79002	FR79003	FR79004	FR79005
QUANTITÉS					

NUMÉRO / FORME	C21 Cylindrique			
SPÉCIFICITÉ	extrêmité plate			
FRAISES (échelle 1:1)				
LG. (partie travaillante)	4.2	4.2	4.4	4.4
Ø	●	●	●	●
RÉFÉRENCE	FR74001	FR74002	FR74003	FR74004
QUANTITÉS				

NUMÉRO / FORME	C23L Cône longue		
SPÉCIFICITÉ	extrêmité plate		
FRAISES (échelle 1:1)			
LG. (partie travaillante)	6.0	6.0	6.0
Ø	●	●	●
RÉFÉRENCE	FR71005	FR71006	FR71007
QUANTITÉS			

NUMÉRO / FORME	C23R Cône			
SPÉCIFICITÉ	extrêmité arrondie			
FRAISES (échelle 1:1)				
LG. (partie travaillante)	4.2	4.2	4.4	4.4
Ø	●	●	●	●
RÉFÉRENCE	FR71001	FR71002	FR71003	FR71004
QUANTITÉS				

NUMÉRO / FORME	C31 Cylindrique surtaillée				
SPÉCIFICITÉ	extrêmité plate				
FRAISES (échelle 1:1)					
LG. (partie travaillante)	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4
Ø	●	●	●	●	●
RÉFÉRENCE	FR72006	FR72007	FR72008	FR72009	FR72010
QUANTITÉS					

NUMÉRO / FORME	C31L Cylindrique longue surtaillée		
SPÉCIFICITÉ	extrêmité plate		
FRAISES (échelle 1:1)			
LG. (partie travaillante)	6.0	6.0	6.0
Ø	●	●	●
RÉFÉRENCE	FR72011	FR72012	FR72013
QUANTITÉS			

NUMÉRO / FORME	C31R Cylindrique extrêmité arrondie				
SPÉCIFICITÉ	surtaillée				
FRAISES (échelle 1:1)					
LG. (partie travaillante)	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4
Ø	●	●	●	●	●
RÉFÉRENCE	FR72001	FR72002	FR72003	FR72004	FR72005
QUANTITÉS					

NUMÉRO / FORME	C33L Cône longue extrêmité plate		
SPÉCIFICITÉ	surtaillée		
FRAISES (échelle 1:1)			
LG. (partie travaillante)	6.0	6.0	6.0
Ø	●	●	●
RÉFÉRENCE	FR78001	FR78002	FR78003
QUANTITÉS			

NUMÉRO / FORME	C34L Cylindrique extrêmité arrondie	
SPÉCIFICITÉ	coupe métaux	
FRAISES (échelle 1:1)		
LG. (partie travaillante)	3.5	1.2
Ø		●
RÉFÉRENCE	FR85013	
QUANTITÉS		

NUMÉRO / FORME	C36RS Cylindrique extrêmité arrondie	
SPÉCIFICITÉ	coupe alliage/dépose amalgame	
FRAISES (échelle 1:1)		
LG. (partie travaillante)	4.2	1.2
Ø		●
RÉFÉRENCE	FR85005	
QUANTITÉS		

NUMÉRO / FORME	C4AKL Cylindrique extrêmité arrondie	
SPÉCIFICITÉ	coupe céramique basse fusion	
FRAISES (échelle 1:1)		
LG. (partie travaillante)	2.1	1.2
Ø		●
RÉFÉRENCE	FR80001	
QUANTITÉS		

FRAISES CHIRURGICALES																		
NUMÉRO / FORME	ENDO Boule			ENDO Cônique extrémité arrondie			HI-CUT Cylindrique extrémité arrondie			ORTHO Cônique extrémité arrondie			TC Multiples			C141AC à os Boule		
SPÉCIFICITÉ	extra longue			bout mousse			—			bout mousse			finition multi-lames			surtaillée / revêtement ZrN		
FRAISES (échelle 1:1)																		
LG. (partie travaillante)	0.6 0.8 1.0			9.0 9.0			2.8 4.2 4.2			5.0 8.0			8.0 8.0 3.5 9.0			2.3 2.7 3.5 4.0 5.0		
Ø	0.6 0.8 1.0			0.9 1.6			0.8 1.0 1.0			1.6 1.6			1.2 1.4 1.4 1.4			2.3 2.7 3.5 4.0 5.0		
RÉFÉRENCE	FR09001 FR09002 FR09003			FR85014 FR85007			FR85011 FR85010 FR85012			FR85008 FR85009			FR85006 FR85002 FR85003 FR85004			FC04001 FC04002 FC04005 FC04003 FC04004		
QUANTITÉS																		
INDICATIONS																		

NUMÉRO / FORME	C141AC à os Boule - L					à os Boule - XL					C162A à os Cônique		C162AC à os Cônique		C166AC à os Cônique		C166A à os Cônique		C254A à os Cônique	
SPÉCIFICITÉ	surtaillée / revêtement ZrN										extrêmité pointue		extrêmité pointue		extrêmité pointue		extrêmité pointue		extrêmité pointue	
FRAISES (échelle 1:1)																				
LG. (partie travaillante)	2.3 2.7 3.1 3.5 4.0					2.3 2.7 3.1 3.5 4.0					10.0		10.0		10.0		10.0		6.0	
Ø	2.3 2.7 3.1 3.5 4.0					2.3 2.7 3.1 3.5 4.0					1.6		1.6		2.1		2.1		1.2	
RÉFÉRENCE	FC04011 FC04012 FC04013 FC04014 FC04015					FC04021 FC04022 FC04023 FC04024 FC04025					FC02001		FC03001		FC02002		FC03003		FC03002	
QUANTITÉS																				
INDICATIONS																				

FORETS IMPLANTO									
NUMÉRO / FORME	210L Foret pilote			FL03 Multiples			FL01 Disque polissage		
SPÉCIFICITÉ	cylindrique pointe travaillante			pour matériaux PMMA et PEEK			pour matériaux souples		
FRAISES (échelle 1:1)									
LG. (partie travaillante)	20.0 20.0 20.0			8.0 14.0 14.1			2.0 19.0		
Ø	2.0 2.8 3.5			2.3 2.3 4.5			— —		
RÉFÉRENCE	FC05001 FC05002 FC05003			FL03002 FL03003 FL03001			FL01001		
QUANTITÉS									
INDICATIONS									
NUMÉRO / FORME	—			—			Mandrin disque		
SPÉCIFICITÉ							—		
FRAISES (échelle 1:1)									
LG. (partie travaillante)									
Ø									
RÉFÉRENCE									
QUANTITÉS									
INDICATIONS									
NUMÉRO / FORME	—			—			—		
SPÉCIFICITÉ									
FRAISES (échelle 1:1)									
LG. (partie travaillante)									
Ø									
RÉFÉRENCE									
QUANTITÉS									
INDICATIONS									

POLISSOIRS

NUMÉRO / FORME	P033 Polissoir CZ				
SPÉCIFICITÉ	pour matériaux céramique & zircon				
FRAISES (échelle 1:1)					
	6.0	10.0	7.0	10.0	—
	3.0	5.0	6.0	8.5	—
Ø	●	●	●	●	—
RÉFÉRENCE	P002002	P002001	P002004	P002003	P002000
QUANTITÉS					

NUMÉRO / FORME	P200 Polissoir composite					
SPÉCIFICITÉ	pour matériaux composites					
FRAISES (échelle 1:1)						
	6.0	10.0	10.0	1.0	1.0	—
	3.0	5.0	6.0	10.0	13.0	—
Ø	●	●	●	●	●	—
RÉFÉRENCE	P001002	P001001	P001003	P001004	P001005	P001000
QUANTITÉS						

NUMÉRO / FORME	P123 Polissoir prophylaxie	
SPÉCIFICITÉ	prophylaxie	
FRAISES (échelle 1:1)		
	10.0	10.0
	5.0	6.0
Ø	●	●
RÉFÉRENCE	P003001	P003002
QUANTITÉS		

NUMÉRO / FORME	P06 Polissoir résine FL									
SPÉCIFICITÉ	pour matériaux type résine									
FRAISES (échelle 1:1)										
	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
Ø	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÉFÉRENCE	P004001	P004003	P004005	P004007	P004009	P004002	P004004	P004006	P004008	P004010
QUANTITÉS										