




EXO[®]-DRILL

NETTOYANT PRÉ-DÉSINFECTANT DES FRAISES ET INSTRUMENTS ROTATIFS



- ✦ Haut pouvoir détergent : pH 13



- ✦ Contient des agents anti-corrosion.
- ✦ Solution prête à l'emploi.
- ✦ Temps de contact 15 min.
- ✦ Compatible avec tout bac à ultrason.

 1 bidon de 2 L / RÉF. HY01004



Propriétés microbiologiques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.exotec-dentaire.com

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Dispositifs Médicaux Classe IIb

 SODEL
190 rue René Barthélemy
14 100 Lisieux - France

