



PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES



EXO®-ZYME L99

	ESSAIS	MICRO-ORGANISMES	CONCENTRATION	TEMPS DE CONTACT
VIRUS	EN 14476 : 2013 conditions de saleté	Virus PRV (Virus modèle de l'hépatite B)	0.5 %	5 min.
	EN 14476 + A2 : 2019 conditions de saleté	Herpès Virus	0.5 %	5 min.
	EN 14476 + A1 : 2015 conditions de saleté	Virus DBV (Virus modèle de l'hépatite C)	0.5 %	10 min.
	EN 14476 + A1 : 2015 conditions de saleté	Virus HIV	0.5 %	10 min.
	EN 17111 : 2018 conditions de saleté	Vaccinia Virus	0.5 %	10 min.
BACTÉRIES	EN 13727 + A1 : 2013 conditions de saleté	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	0.5 %	5 min.
	EN 14561 : 2007 conditions de saleté	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	0.5 %	10 min.
LEVURES	EN 13624 : 2013 conditions de saleté	<i>Candida albicans</i>	0.5 %	5 min.
	EN 14562 : 2006 conditions de saleté	<i>Candida albicans</i>	0.5 %	10 min.

Nos produits sont testés et certifiés en conditions réelles d'utilisation par des laboratoires indépendants conformément aux normes européennes de désinfection.