




EXO[®]-ZYME L99

DÉTERGENT PRÉ-DÉSINFECTANT TRI-ENZYMATIQUE



- ✦ Intégrité des instruments préservée lors d'immersion prolongée (72 heures max.)
pH neutre : 7,5
- ✦ Très haute capacité de détergence :
 - L'association du complexe tri-enzymatique (protéase, lipase et amylase) à de puissants tensio-actifs permet d'éliminer le biofilm bactérien et les plus fortes souillures.
 - Toutes les normes sont validées en conditions de saleté.
- ✦ Puissants agents séquestrants des ions calcaires :
 - Transforme l'eau dure en eau douce.
- ✦ Dilution à 0,5% / Temps de contact 10 min.
5 L = 1000 L de solution active.
- ✦ Formulé sans PHMB (polyhexaméthylène biguanide).
- ✦ Compatible avec tout bac à ultrasons.



1 bidon de 5 L / RÉF. HY01012



Propriétés microbiologiques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.exotec-dentaire.com

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Dispositifs Médicaux Classe IIb

FRANKLAB
3 Avenue des Frênes
78 180 Montigny-Le Bretonneux - France

