



PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES



EXO[®]-GERM

	ESSAIS	MICRO-ORGANISMES	CONCENTRATION	TEMPS DE CONTACT
VIRUS	EN 14476 conditions de saleté	Virus PRV (Virus modèle de l'hépatite B)	0.5 %	5 min.
	EN 14476 + A2 conditions de saleté	Herpès Virus	0.5 %	5 min.
	EN 14476 + A1 conditions de saleté	Virus DBV (Virus modèle de l'hépatite C)	0.5 %	15 min.
	EN 14476 + A1 conditions de saleté	Virus HIV	0.5 %	15 min.
	EN 17111 conditions de saleté	Vaccinia Virus	0.5 %	15 min.
BACTÉRIES	EN 13727 + A2 : 2015 conditions de saleté	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	0.5 %	5 min.
	EN 14561 : 2007 conditions de saleté	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	0.5 %	15 min.
	EN 13697 : 2015 conditions de saleté	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia Coli</i>	0.5 %	5 min.
	EN 1276 : 2010 conditions de saleté	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia Coli</i>	0.25 %	5 min.
LEVURES	EN 13624 : 2013 conditions de saleté	<i>Candida albicans</i>	0.5 %	5 min.
	EN 14562 : 2006 conditions de saleté	<i>Candida albicans</i>	0.5 %	15 min.
	EN 1650 + A1 : 2013 conditions de saleté	<i>Candida albicans</i>	0.25 %	5 min.
	EN 13697 : 2015 conditions de saleté	<i>Candida albicans</i>	0.5 %	5 min.

Nos produits sont testés et certifiés en conditions réelles d'utilisation par des laboratoires indépendants conformément aux normes européennes de désinfection.

EXOTEC DENTAIRE®
2 rue Aristide Bergès
21800 Sennecey-lès-Dijon
Contact : 03 80 47 06 18

www.exotec-dentaire.com