



EXO[®]-GERM

DÉTERGENT PRÉ-DÉSINFECTANT

- ✦ Haut pouvoir détergent :
 - La combinaison de puissants agents tensio-actifs non ioniques permet l'élimination des souillures tout en préservant l'instrumentation.
 - Toutes les normes sont validées en conditions de saleté.
- ✦ Puissants agents séquestrants des ions calcaires :
 - Transforme l'eau dure en eau douce.
- ✦ Élimine le biofilm :
 - Efficacité prouvée sur biofilm de *Pseudomonas aeruginosa* > 6 log
- ✦ Dilution à 0,5% / Temps de contact 15 min.
5 L = 1000 L de solution active.
- ✦ Formulé sans PHMB (polyhexaméthylène biguanide).
- ✦ Compatible avec tout bac à ultrasons.

 1 bidon de 5 L / RÉF. HY01015



Propriétés microbiologiques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.exotec-dentaire.com

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Dispositifs Médicaux Classe IIb

FRANKLAB
3 Avenue des Frênes
78 180 Montigny-Le-Bretonneux - France

 0459