



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Exo®-Spray

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

**Solution prête
à l'emploi**

1



**Pulvériser sur
un support
non tissé**

2



**Nettoyer par essuyage
mécanique.
Ne pas rincer !**

3



**Jeter le support
souillé**

4

**Réaliser
une 2°
application
si nécessaire**

**(Permet de déposer
un microfilm
désinfectant)**

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.