



PROTOCOLE ILLUSTRÉ




Exo[®]-Clean

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

**Lingettes prêtes
à l'emploi**

1



**Nettoyer par essuyage
mécanique. Ne pas rincer !**

2



Jeter la lingette souillée

3

**Réaliser
une 2[°]
application
si nécessaire**

**(Permet de déposer
un microfilm désinfectant)**

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.