




EXO[®]-PRINT

NETTOYANT DÉSINFECTANT HYDROALCOOLIQUE POUR LES EMPREINTES DENTAIRES



COMPATIBLE AVEC TOUT TYPE DE MATÉRIAU D'EMPREINTE

Silicones, alginates, polyéthers, etc.

N'OCCASIONNE AUCUNE DÉFORMATION DIMENSIONNELLE DE MATÉRIAU / PH NEUTRE

EFFICACITÉ COMPLÈTE EN 5 MIN.

Norovirus, HIV-1 : 30 sec.

Hépatite C, Herpès virus : 1 min.

Hépatite B, Rotavirus, Adénovirus : 5 min.

NE CONTIENT NI ALDÉHYDE, NI PHÉNOL

DISPOSITIF MÉDICAL **CLASSE IIb**



1 flacon pulvérisateur de 1 L / RÉF. HY06001



Propriétés microbiologiques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.exotec-dentaire.com