




CASSETTES DE STÉRILISATION

UN CONCEPT MODULABLE ET PERSONNALISABLE



UN NETTOYAGE ET UNE STÉRILISATION OPTIMALE

- Spécifiquement étudiées pour un usage en thermo-désinfecteur.
- Aucune persistance d'eau de condensation ou de résidus de produits de nettoyage [tests cliniques réalisés selon les critères émanant de l'Institut Robert Koch].



Kit de 4 couleurs
(tiges silicone)



INDIVIDUALISATION ET ORGANISATION

Organisez et identifiez vos sets d'instruments par un code couleur dédié.



PARFAIT MAINTIEN ET PROTECTION DES INSTRUMENTS

Toutes tailles d'instruments possibles selon les combinaisons de profilés.




AMÉNAGEMENT SUR MESURE

- Profilés en silicone interchangeables et adaptables à volonté
[peuvent être fixés sur les fonds comme sur les couvercles des cassettes]

INSERTS SILICONE


Profilés ondulés



Profilé boutons





- Coupez vos profilés selon la configuration souhaitée.



FONCTION ANTI-DÉRAPANTE


Les profilés en silicone permettent une parfaite adhérence sur les surfaces.



CASSETTE VARIO 275


DE 20 À 38 INSTRUMENTS MAX.*

Réf. IN05286



CAPACITÉ AUGMENTABLE

Plateaux intermédiaires :
une organisation possible
sur 2 niveaux.




Les plateaux intermédiaires
sont livrés sans inserts silicone

Plateau intermédiaire
174 x 130 mm
Réf. IN05292

Plateau intermédiaire
174 x 96 mm
Réf. IN05291

HAUTEUR ADAPTABLE POUR TOUS TYPES D'INSTRUMENTS :

1. Réglable
sur 3 hauteurs
différentes




2. Peut également
être réglée en
version inclinée




CASSETTE 87

POUR 6 INSTRUMENTS MAX.*



À ENTRETOISE TRANSVERSALE
Réf. IN05281




AVEC COUVERCLE
Réf. IN05282




CASSETTE 130

POUR 9 INSTRUMENTS MAX.*



À ENTRETOISE TRANSVERSALE
Réf. IN05283



AVEC COUVERCLE
Réf. IN05284



CASSETTE 180

POUR 20 INSTRUMENTS MAX.*



À ENTRETOISE LONGITUDINALE
Réf. IN05285