



# OX-BOND SE 2®

## ADHÉSIF AMÉLO-DENTINAIRE AUTOMORDANÇANT DUAL

**OX-BOND SE 2®, garantit et simplifie la réussite de tous vos collages.**



### ❖ RÉELLEMENT UNIVERSEL

Un seul adhésif pour tous types de composites et tout type de polymérisation Dual, photopolymérisable et autopolymérisable "en phase anaérobie".

### ❖ LA SÉCURITÉ DE LA PRISE DUALE

Une polymérisation garantie sur toutes les zones d'adhésion.

### ❖ Idéal pour usage endo-canaire.

### LA RAPIDITÉ

Supprime l'étape de mordançage.

### ❖ Une seule application active (30 sec.).

### LA PERFORMANCE D'ADHÉSION

- 24 MPa sur émail
- 23 MPa sur dentine

### LE CONFORT DU PATIENT

Sans acétone.

Arrêt de l'action mordançante après polymérisation.

Absence de sensibilité postopératoire\*.



COFFRET 2 FLACONS + BROSSETTES



COFFRET 30 UNIDOSES + BROSSETTES



Perçage du 1<sup>er</sup> opercule



Perçage du 2<sup>e</sup> opercule puis mélanger (A+B)

10 sec.



BOÎTE 50 MICRO-BROSSES GRISES



UNIDOSES OX-BOND SE 2® :  
USAGE ERGONOMIQUE



- 1 FLACON 5ML A + 1 FLACON 5ML B + ACCESSOIRES
- 1 COFFRET 30 UNIDOSES DE 0,15 ML + ACCESSOIRES
- 1 BOÎTE 50 MICRO-BROSSES GRISES

RÉF. • RE01001  
RÉF. • RE01011  
RÉF. • AC05001

Fabriqué exclusivement pour Exotec Dentaire®

Lire attentivement la notice d'instruction. Usage strictement réservé aux professionnels de l'art dentaire.

Dispositifs Médicaux Classe IIa

SanaPro Dental GmbH  
D-27570 Bremerhaven  
(Germany)

