



# OX-BOND SE 1®

ADHÉSIF AMÉLO-DENTINAIRE AUTOMORDANÇANT  
MONOCOMPOSANT PHOTOPOLYMÉRISABLE

OX-BOND SE 1®, garantit et simplifie  
la réussite de tous vos collages.

✦ **SIMPLICITÉ D'APPLICATION**

Une seule application active  
sur émail/dentine légèrement humide.  
Temps d'application active 30 sec.  
Photopolymérisation 20 sec.

✦ **AUTOMORDANÇANT**

✦ **TRÈS HAUTES PERFORMANCES  
D'ADHÉSION**

24 Mpa sur émail  
22 Mpa sur dentine

✦ **ABSENCE DE SENSIBILITÉ  
POSTOPÉRATOIRE\***

Sans acétone.

*\* Dans le cadre du bon usage du produit  
et de l'application stricte du protocole.*



COFFRET 1 FLACON + BROSSETTES



COFFRET 30 UNIDOSES + BROSSETTES



UNIDOSES OX-BOND SE 1® :  
HYGIÈNE ET ERGONOMIE