



ALCYON®

COMPOSITE ANTÉRO-POSTÉRIEUR
PHOTOPOLYMÉRISABLE

ALCYON®, conçu pour l'art dentaire.
La restauration esthétique porte un nom.



ALCYON® SERINGUE



ou

ALCYON®
COFFRET ERGONOMIQUE

TEINTES VITA SERINGUES



- Résistance à la compression 300 MPa
- Résistance à la flexion 100 MPa
- Dureté Barcol 71

✦ UN MIMÉTISME PARFAIT

Restitution de l'éclat naturel de la dent.
Fluorescence équivalente aux tissus dentaires.
Pas de dispersion de la lumière visible.

✦ UN POLISSAGE FACILE ET OPTIMAL

Charges originales de micro-particules 0,05 à 0,07 µ.
Surface lisse "effet glacié".
Limite l'adhésion de la plaque dentaire.

✦ LA HAUTE PERFORMANCE MÉCANIQUE

Taux de rétraction infime à la polymérisation < 0,9%.
Teneur en matière inorganique élevée : 79% pds.
Faible teneur bis-GMA : 20%.

✦ LA THIXOTROPIE

Consistance de mise en œuvre idéale.
Ne coule pas, facilite la reconstitution d'angle.
Evite la formation de bulles.



PISTOLET COMPULES



ALCYON® COMPULES

TEINTES VITA COMPULES

