



# CERAM-SAFE<sup>®</sup> KIT

## KIT DE RÉPARATION DE CÉRAMIQUE EN BOUCHE

CÉRAM-SAFE<sup>®</sup> KIT, une réponse simple pour vos réparations de prothèses céramiques.



SERINGUE COMPO-MASK<sup>®</sup>

## COMPO-MASK<sup>®</sup>

### COMPOSITE OPAQUEUR

#### MASQUAGE DES SURFACES MÉTALLIQUES ET FORTES COLORATIONS DENTAIRES

Usage en sous-couche avant application du composite de restauration.

#### PARFAITE VISCOSITÉ

Sa fluidité simplifie la mise en œuvre. Absence de bulle.

#### RADIO OPAQUE

#### TEINTE BLANCHE

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction. Usage strictement réservé aux professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement pour Exotec Dentaire<sup>®</sup>

SanaPro Dental GmbH  
D-27570 Bremerhaven  
(Germany)



## CERAM-SAFE<sup>®</sup>

SILANE



### ✦ AGENT DE LIAISON CÉRAMIQUE/COMPOSITE

Réparation de céramique.  
Collage des facettes, inlays, onlays.

### ✦ LA PERFORMANCE D'ADHÉSION

17 MPa sur céramique.  
15 MPa sur métaux non-précieux.  
PH 4,5 (±1)

## CERAM-SAFE<sup>®</sup> KIT

KIT DE RÉPARATION DE CÉRAMIQUE EN BOUCHE



COFFRET CERAM-SAFE KIT



• 1 SERINGUE DE 1 ML DE COMPO-MASK  
• 1 FLACON 5ML CÉRAM-SAFE  
• 1 SERINGUE 1 ML COMPO-MASK  
• ACCESSOIRES

RÉF. RE02201

RÉF. RE02200

#### Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.  
Usage strictement réservé aux  
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement  
pour Exotec Dentaire<sup>®</sup>

SanaPro Dental GmbH  
D-27570 Bremerhaven  
(Germany)

