



FILL-POST LC[®]

COMPOSITE POSTÉRIEUR
URÉTHANE DIMÉTHACRYLATE (UDMA)
PHOTOPOLYMERISABLE


**FILL-POST LC[®] apporte des performances
mécaniques et esthétiques optimales.**



FILL-POST LC[®] SERINGUE



TEINTES VITA SERINGUES



- Résistance à la compression 330 MPa
- Résistance à la flexion 140 MPa
- Dureté Barcol 82

FILL-POST LC®
COFFRET ERGONOMIQUE

UNE AVANCE NANO-TECHNOLOGIQUE

Résine Uréthane Diméthacrylate : 17%
Très haute résistance à l'abrasion.
Teneur en matière inorganique: 82% pds.
(Présence de charges verre-ionomère)
Rétraction linéaire à la polymérisation : < 0,7%

UNE PLASTICITÉ IDÉALE (THIXOTROPE)

Se fluidifie à la pression (condensable et facile à sculpter).
Évite la formation de bulles et de hiatus.
Ne colle pas aux instruments.

UN MIMÉTISME INÉGALÉ

Réalisations esthétiques incomparables.
Restitution parfaite de l'éclat naturel de la dent.
Fluorescence équivalente aux tissus dentaires.
Absence de dispersion de la lumière visible;

TRÈS HAUTE CAPACITÉ DE POLISSAGE

Surface lisse "effet glacié".
Limite l'adhésion de la plaque dentaire.
Gain de temps.



TEINTES VITA COMPULES



PISTOLET COMPULES

FILL-POST LC® COMPULES



- 1 COFFRET (4 SERINGUES + 1 FLACON OX-BOND SE1® OU MASTER-BOND®)
- 1 SERINGUE DE 4 G
- 10 COMPULES DE 0,3 G

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire®

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

