



FLOW-TEC[®]

COMPOSITE FLUIDE
PHOTOPOLYMÉRISABLE

FLOW-TEC[®], le composite flow
à très hautes performances mécaniques.



FLOW-TEC[®] SERINGUE



TEINTES VITA

A1 A2 A3 A3,5



ou



AGENCEMENT PRATIQUE
ET HYGIÉNIQUE

FLOW-TEC[®]
COFFRET ERGONOMIQUE

✦ CONÇU POUR USAGE EN TECHNIQUE SANDWICH

Résistance à la compression : 300 MPa
Résistance à la flexion : 140 MPa
Dureté Barcol : 80
Rétraction à la polymérisation < 0,9%

✦ EXCELLENTE VISCOSITÉ (THIXOTROPE)

Fuse parfaitement dans les contre dépouilles
et petites cavités sans couler.

✦ PARFAIT RENDU ESTHÉTIQUE

Très haute capacité de polissage
Micro-charges 0,05 – 0,9µ

✦ RADIO OPAQUE

GARDE CLIPSABLE

✦ Plus de confort et de précision



• 1 COFFRET (4 SERINGUES + EMBOUTS
+ 1 FLACON OX-BOND SE1 OU MASTER-BOND)
• 1 SERINGUE DE 1 ML / 1,8 G

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

CE 0482