



POLY-CORE® HD

COMPOSITE DUAL DE RECONSTITUTION CORONAIRE,
DE SCELLEMENT DE TENON RADICULAIRE
ET D'OBTURATION DE CAVITÉ

POLY-CORE® HD, les plus hautes performances.

DUAL

A2

LA POLYVALENCE

Conçu pour réaliser les reconstitutions coronaires, scellements de tenons radiculaires et obturations de cavités.

POLYMÉRISATION DUALE

Sécurité absolue de polymérisation.

UNE CONSISTANCE EXCEPTIONNELLE (THIXOTROPIE)

Densité "hard" et homogène.
Excellent comportement au fraisage.
Parfait maintien du produit sans matrice.

DES PERFORMANCES MÉCANIQUES HIGH-TECH

- Rétraction à la polymérisation < 0,8%
- Résistance à la compression 350 Mpa
- Résistance à la flexion 145 Mpa
- Dureté Barcol ≥ 75

ULTRA ERGONOMIQUE



COFFRET POLY-CORE® HD



INTRA-ORAL
COURT
REF. AC04019

INTRA-ORAL
LONG
REF. AC04014



MÉLANGEUR
MONO MC
REF. AC04020



MÉLANGEUR
MARRON COURT
REF. AC04013



PISTOLET
REF. AC03004

HAUTE PRÉCISION



• 2 SERINGUES DE 17,3 G. + EMBOUTS

• RÉF. RE03101

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire®

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Dispositifs Médicaux Classe IIa

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)



0482