



ISOTEMP® LC

OBTURATION PROVISOIRE
PHOTOPOLYMERISABLE

**ISOTEMP® LC : Obturation provisoire
de tout type de cavité, inlay et onlay.
Scellement provisoire des puits d'implants.**

- ✦ **PARFAITE ÉTANCHÉITÉ DE L'OBTURATION
(4 SEMAINES)**
Expansion du matériau dans la cavité.
Rebasage possible de la face occlusale
d'Isotemp LC avec Flow-Tec.
- ✦ **CONSISTANCE SOUPLE APRÈS POLYMÉRISATION**
Absorption des forces de compression.
Excellente résistance aux forces occlusales.
- ✦ **RECOMMANDÉ POUR L'IMPLANTOLOGIE**
 - Scellement des puits d'implants.
 - Protection des têtes de vis.
- ✦ **ÉLIMINATION FACILE DES EXCÈS AU SCALPEL**
- ✦ **RETRAIT RAPIDE EN UN SEUL BLOC**
Supprime l'étape du nettoyage aux ultrasons.
- ✦ **FLUORÉ**
- ✦ **RADIO OPAQUE**



• 1 SERINGUE DE 3,5 G

RÉF. RE04002

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire®

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

