

BRIDGE-UP[®]

RÉSINE PROVISOIRE AUTOPOLYMÉRISABLE
POUR COURONNES ET BRIDGES PROVISOIRES

BRIDGE-UP[®], spécialement conçu
pour la réalisation des bridges de longue portée.

- ✦ **IDÉAL POUR LA RÉALISATION DE BRIDGES DE LONGUE PORTÉE**
Excellente résistance à la rupture et à l'abrasion.
- ✦ **HAUTE FIDÉLITÉ**
Permet la réalisation de prothèses provisoires jusqu'aux limites de la taille.
Sécurise la cicatrisation.
- ✦ **DÉSINSERTION PRATIQUE**
Pendant la phase élastique de prise du matériau (1,45 min. après insertion en bouche).
- ✦ **QUALITÉ ESTHÉTIQUE**
Haute capacité de fluorescence.
Grande stabilité de la teinte.
- ✦ **TRÈS FAIBLE EXOTHERMIE DE PRISE**
- ✦ **TEINTES** A3 A2 A1



- 1 CARTOUCHE DE 50 ML + EMBOUTS
- 2 CARTOUCHES DE 50 ML + EMBOUTS
- EMBOUTS MÉLANGEURS Bleus / Oranges (X25)
- PISTOLET 10:1

Teintes :	A3	A2	A1
RÉF.	RE04014	RE04016	RE04018
RÉF.	RE04015	RE04017	RE04019
RÉF.	AC04017		
RÉF.	AC03005		

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

