



SÉCURIFIX[®]

COMPOSITE DE SCHELLEMENT DUAL RENFORCÉ



SÉCURIFIX[®], la solution haute sécurité pour tous vos collages et scellements.

❖ LA FIABILITÉ DE LA POLYMERISATION DUALE

Polymérisation totale en toute situation (phase anaérobie).
Grande latitude d'utilisation.

❖ UN SCHELLEMENT RENFORCÉ

Idéal pour le scellement de couronne sur moignon court.
Collages de brackets d'orthodontie.

❖ UNE PARFAITE ADAPTATION MARGINALE

Rétraction à la polymérisation < 0,7%.

❖ UN PROTOCOLE D'UTILISATION SIMPLE

Élimination facile des excès de scellement.

❖ ESTHÉTIQUE

Teinte universelle.
Haute capacité de polissage.

❖ RADIO-OPAQUE



• 1 SERINGUE DE 4 G (BASE)
+ 1 SERINGUE DE 4 G (CATALYSEUR)

RÉF. RE05001

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement pour Exotec Dentaire[®]

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

