



PHYSIO-CEM[®]

CIMENT DE SCELLEMENT VERRE IONOMÈRE

PHYSIO-CEM[®] est idéal pour tout scellement définitif sur dent vivante.

- ✘ **POUR LE SCELLEMENT DE TOUT TYPE DE PROTHÈSE**
Tous types de couronnes, bridges, inlays, onlays, tenons radiculaires.
- ✘ **UN VASTE CHAMP D'APPLICATION**
Forte adhésion aux tissus dentaires, métaux non-précieux et céramique.
Résistance à la compression >120 MPa
- ✘ **UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ DE SCELLEMENT**
- ✘ **UNE SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE**
La viscosité adaptée facilite la mise en place
Film de scellement : < 25 µ
- ✘ **ÉLIMINATION FACILE DES EXCÈS DE SCELLEMENT**
- ✘ **LIBÉRATION DE FLUOR**
- ✘ **RADIO-OPAQUE**



• 1 FLACON DE 35 G POUDRE
• 1 FLACON DE 20 ML CATALYSEUR + ACCESSOIRES
• 1 FLACON DE 20 ML CATALYSEUR
• 1 FLACON DE 35 G POUDRE

RÉF. RE05004

RÉF. RE05024
RÉF. RE05014

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

