



QUICKCEM®

COMPOSITE DUAL DE SCCELLEMENT ET COLLAGE

QUICKCEM®, le plaisir
d'une mise en œuvre efficace.



✦ L'ATOUT ESTHÉTIQUE

Recommandé pour le scellement de prothèses
zircone ou céramo-céramique.
Parfaite stabilité de la teinte dans le temps.
Très haute capacité de polissage.

✦ DES PERFORMANCES MÉCANIQUES OPTIMALES

- Résistance à la compression 320 MPa
- Résistance à la flexion 130 MPa

✦ LA FIABILITÉ DE LA POLYMERISATION DUALE

Une parfaite qualité de collage pour tout type
d'éléments prothétiques : couronnes et bridges,
inlays - onlays, facettes.

✦ LA PRÉCISION ET LA RAPIDITÉ

Parfaite viscosité (absence de bulle d'air).
Application directe sur l'élément prothétique.

✦ RADIO-OPACITÉ ÉLEVÉE

250% AI



2 SERINGUES MINIMIX DE 8,6 G (5ML)
+ EMBOUTS

RÉF. SELON
COMPOSITION
DU COFFRET

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire®

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

