



ALLIANCE[®]

CIMENT DE SCELLEMENT DÉFINITIF
À L'OXYPHOSPHATE DE ZINC

**ALLIANCE[®], la puissance d'adhésion
pour le scellement des couronnes,
bridges, inlays et onlays.**

✦ TRÈS HAUTES PERFORMANCES D'ADHÉSION MÉTAL SUR MÉTAL

Scellement des couronnes et bridges
sur inlay-core
Scellement des tenons radiculaires définitifs

✦ PROPRIÉTÉS

Résistance à la compression > 100 MPa
Film de scellement < 35 µ
Absence totale de solubilité à l'eau

✦ GRANDE LATITUDE D'UTILISATION

Temps de travail > 2 min
Temps de prise < 7 min

✦ ÉLIMINATION FACILE DES EXCÈS DE SCELLEMENT

✦ RADIO-OPAQUE



• 1 FLACON DE 100 G POUDRE
• 1 FLACON DE 40 ML LIQUIDE
• 1 FLACON DE 100 G POUDRE
• 1 FLACON DE 40 ML LIQUIDE

RÉF. RE05015

RÉF. RE05005
RÉF. RE05006

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

