



IMPLANTO-CEM® SP

SCELLEMENT SEMI-PERMANENT DE COURONNES
ET BRIDGES SUR IMPLANTS



**IMPLANTO-CEM SP, une technologie
spécifiquement élaborée pour l'implantologie.**

✦ **ERGONOMIE DE SCELLEMENT**

Application directe dans l'élément prothétique.
Retrait facile des excès de scellement.
Sécurité de la prise Duale.
Évite l'usage d'un primer ou d'un bonding.

✦ **GAIN DE TEMPS LORS DES SÉANCES DE CONTRÔLES**

Démontage aisé tout en préservant
la suprastructure.
Nettoyage simple et rapide des prothèses.
Re-scellement pratique.

✦ **CONFORT ET SÉCURITÉ**

Légère expansion lors de la prise
pour une adaptation marginale optimale.
La propriété élastique adaptée favorise
l'absorption des chocs et réduit les stress osseux
(*Basse résistance à la compression : 40 MPa*).
Protège les tissus gingivaux par son action
bactéricide (*oxyde de zinc*).



• 2 SERINGUES DE 5 ML + ACCESSOIRES

RÉF. RE05030

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire®

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

