



EXOSEAL[®]

COMPOSITE PHOTOPOLYMERISABLE POUR
LES SCELLEMENTS DE SILLONS, Puits ET FISSURES

EXOSEAL[®], le scellement prophylactique durable.



- ✦ **APPLICATION DIRECTE**
Sur émail préalablement mordancé.
- ✦ **ABSENCE DE BULLE**
Pour une parfaite homogénéité du scellement prophylactique.
- ✦ **UNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE OPTIMALE**
Résistance à la compression > 250 MPa
Résistance à la flexion > 120 MPa
Dureté Barcol : 65
- ✦ **TEINTE BLANC-OPAQUE**
Permet le contrôle visuel de l'application.
- ✦ **HAUTE CAPACITÉ DE POLISSAGE**
- ✦ **FLUORÉ**



• 1 SERINGUE DE 2 ML + EMBOUTS
• 3 SERINGUES DE 2 ML + EMBOUTS

RÉF. RE06001
RÉF. RE06011

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

