



VERRIO-LINE LC[®]

FOND DE CAVITÉ VERRE IONOMÈRE PHOTOPOLYMERISABLE

VERRIO-LINE LC[®] : usage recommandé avant tout type d'obturation postérieure et scellement d'inlay/onlay.



- ✘ **PARFAITE VISCOSITÉ**
Le matériau fuse parfaitement dans toute contre-dépouille.
- ✘ **EXCELLENTE PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :**
Résistance à la compression : 280 Mpa
Module de flexibilité : 4600 Mpa
Dureté Barcol : 75
Solubilité à l'eau : non soluble
Rétraction à la polymérisation : < 0,9%
- ✘ **TRÈS FORTE ADHÉSION AUX TISSUS DENTAIRES**
- ✘ **RADIO OPAQUE**
- ✘ **FLUORÉ**

