




PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Safety-Line LC

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *



Pour l'adhésion de SAFETY-LINE LC, utiliser un agent de collage selon son protocole. Si le plancher dentinaire est trop fin, ne pas utiliser l'agent de collage.

En coiffage direct sur la pulpe, il est nécessaire d'appliquer préalablement un hydroxyde de calcium à base aqueuse (SAFETY-CAL).

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.