



SAFETY-LINE LC®

FOND DE CAVITÉ HYDROXYDE DE CALCIUM
PHOTOPOLYMÉRISABLE

SAFETY-LINE LC® : usage recommandé pour la protection pulpaire avant obturation.



✦ CONÇU POUR PRÉSERVER LA VITALITÉ PULPAIRE

Renforce le plancher dentinaire.
Alcalin (pH 12).

✦ EXCELLENTE VISCOSITÉ

Application parfaite dans les contre-dépouilles.

✦ FORTE ADHÉSION AUX TISSUS DENTAIRES

Si nécessaire, renforcer l'adhésion par l'usage d'un bonding "selon son protocole".

✦ PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Excellente liaison avec tout composite.
Résistance à la compression : 180 MPa
Résistance à la flexion : 75 MPa
Dureté Barcol : 52 MPa

✦ RADIO-OPAQUE



• 1 COFFRET 3 SERINGUES DE 2 ML
• 1 SERINGUE DE 2 ML

RÉF. RE08012
RÉF. RE08002

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire®

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

