




CORPORIS[®] METAL FREE[®]

UNE GAMME DE TENONS FIBRE DE VERRE ULTRA PERFORMANTE



UN TRIO DE RECONSTITUTION CORONO-RADICULAIRE
D'UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

CORPORIS[®] METAL FREE[®] UDMA

TENON TRANSLUCIDE EN FIBRE DE VERRE

UNE AVANCÉE TECHNOLOGIQUE

- Les fibres de verre sont associées à une résine Uréthane Diméthacrylate.
(sans Bisphénol A)

PERFORMANCES MÉCANIQUES ACCRUES

- Résistance à la flexion norme ISO 3597-2 : 1300 Mpa
- Résistance au délaminage* Norme ISO 3597-4 : ≥ 85 Mpa
- * (mesure de la qualité de liaison entre les fibres et la résine)
- Résistance à la fatigue réalisée sur tenon : $\geq 3\,000\,000$ de cycles

EXCELLENTE RADIO-OPACITÉ $\geq 200\%$ AI

PARFAITE CONDUCTION DE LA LUMIÈRE

ESTHÉTIQUE



1 Séquenceur UDMA contenant :
• 1 foret de calibrage / 12 tenons fibre de verre
OU
• 3 forets de calibrage / 12 tenons fibre de verre



EXOTEC Dentaire[®]
2 rue Aristide Bergès
21800 Sennecey-lès-Dijon

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.

Usage strictement réservé
aux professionnels de l'art dentaire.

COUPE AVEC FRAISE
DISQUE DIAMANTÉ
SOUS IRRIGATION

FRAISE : FR08002



CORPORIS[®] METAL FREE[®] UDMA

TENON TRANSLUCIDE EN FIBRE DE VERRE

✦ UNE AVANCÉE TECHNOLOGIQUE

- Les fibres de verre sont associées à une résine Uréthane Diméthacrylate.
(sans Bisphénol A)

✦ PERFORMANCES MÉCANIQUES ACCRUES

- Résistance à la flexion norme ISO 3597-2 : 1300 Mpa
- Résistance au délaminage* Norme ISO 3597-4 : ≥ 85 Mpa
* (mesure de la qualité de liaison entre les fibres et la résine)
- Résistance à la fatigue réalisée sur tenon : $\geq$ à 3 000 000 de cycles

✦ EXCELLENTE RADIO-OPACITÉ ≥ 200 % Al

✦ PARFAITE CONDUCTION DE LA LUMIÈRE

✦ ESTHÉTIQUE



COUPE AVEC FRAISE
DISQUE DIAMANTÉ
SOUS IRRIGATION

FRAISE : FRO8002



1 Séquenceur UDMA contenant :
• 1 foret de calibrage / 12 tenons fibre de verre
OU
• 3 forets de calibrage / 12 tenons fibre de verre



0459

EXOTEC Dentaire[®]
2 rue Aristide Bergès
21800 Sennecey-lès-Dijon

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.

Usage strictement réservé
aux professionnels de l'art dentaire.