



# MASTER BOND<sup>®</sup>

## ADHÉSIF AMÉLO-DENTINAIRE PHOTOPOLYMÉRISABLE À BASE ÉTHANOL

**MASTER BOND<sup>®</sup> : Choisissez la performance d'adhésion.  
Une solution simple à tous vos cas de collages.**

### ✦ SIMPLIFIEZ VOTRE EXERCICE PAR LA POLYVALENCE

Un seul adhésif pour tout type de composites (dual, photo et autopolymérisable), compomères, métaux non-précieux.

### ✦ MASTER BOND EST HYDROPHILE

Application sur émail / dentine légèrement humide.

### ✦ RENFORCEZ LA SÉCURITÉ PAR LA PRISE DUALE

Polymérisation garantie sur toutes les zones d'adhésion.  
Étanchéité maximale du collage.

### ✦ AUGMENTEZ LES PERFORMANCES D'ADHÉSION

20 MPa sur émail et dentine mordancés  
14 MPa en autopolymérisation  
18 MPa sur métaux non précieux  
6 MPa sur métaux précieux

### ✦ APPORTEZ UN GRAND CONFORT À VOS PATIENTS

Absence de sensibilité postopératoire\*.

*\* Dans le cadre du bon usage du produit  
et de l'application stricte du protocole.*



• 1 FLACON 5 ML MASTER BOND + 1 FLACON 5 ML  
ACTIVATEUR DUAL + ACCESSOIRES  
• 1 FLACON 5 ML MASTER BOND + ACCESSOIRES  
• 1 COFFRET 30 UNIDOSES 0,16 ML + ACCESSOIRES

RÉF. RE01002

RÉF. RE01003  
RÉF. RE01013

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.  
Usage strictement réservé aux  
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement  
pour Exotec Dentaire<sup>®</sup>

SanaPro Dental GmbH  
D-27570 Bremerhaven  
(Germany)



**MASTER BOND®**  
ADHÉSIF AMÉLO-DENTINAIRE  
PHOTOPOLYMÉRISABLE  
À BASE ÉTHANOL



UNIDOSES MASTER-BOND® :  
HYGIÈNE ET ERGONOMIE

**DUAL**

**MASTER BOND® DUAL**  
ADHÉSIF AMÉLO-DENTINAIRE  
DUAL



ENDO-BROSSETTES  
BOÎTE 50 MICRO-BROSSETTES GRIS



Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.  
Usage strictement réservé aux  
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement  
pour Exotec Dentaire®

SanaPro Dental GmbH  
D-27570 Bremerhaven  
(Germany)

