



METAL-SAFE®

PRIMER POUR TOUT TYPE DE MÉTAUX

METAL-SAFE® supprime tout risque d'erreur.



UNE SÉLECTION ÉVIDENTE

Forte adhésion sur tout type de métaux, précieux ou non précieux.



PROTOCOLE SIMPLIFIÉ

APRÈS TRAITEMENT DE LA SURFACE

1. Appliquer une fine couche de Metal-Safe 10 sec.
2. Étendre délicatement à l'air 10 sec.
3. Appliquer le matériau composite (selon son protocole).



UNE QUALITÉ D'ADHÉSION LINÉAIRE

Sur métaux précieux ou non précieux.
Valeur d'adhésion > 15 MPa "sur surface sablée".



1 FLACON DE 5 ML + ACCESSOIRES

RÉF. RE01005

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement pour Exotec Dentaire®

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

