



ZIRCON-SAFE[®]

PRIMER POUR ÉLÉMENTS PROTHÉTIQUES
EN ZIRCON

ZIRCON-SAFE[®],
la performance de liaison.



SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE

APRÈS TRAITEMENT DE LA SURFACE ZIRCON

1. Appliquer une fine couche de Zircon-Safe
10 sec.
2. Étendre délicatement à l'air 10 sec.
3. Appliquer le composite de scellement
(selon son protocole)
"l'usage de Quickcem est recommandé"



UNE QUALITÉ D'ADHÉSION EXCEPTIONNELLE

Valeur d'adhésion > 25 MPa
(sur surface zircone sablée)



1 FLACON DE 5 ML + ACCESSOIRES

RÉF. RE01006

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

