



UNISHADE

COMPOSITE ANTÉRO-POSTÉRIEUR PHOTOPOLYMÉRISABLE
À PARTICULES SPHÉRIQUES

UNISHADE, l'évidence esthétique.

✦ SIMPLICITÉ ET ÉVIDENCE

Suppression de la prise de teinte :

- UNISHADE-U couvre à lui seul le plus large spectre de teintes dentaires.
- UNISHADE-O permet, selon le cas clinique :
 - de masquer parfaitement les tâches sombres
 - de bloquer l'effet noir de la cavité buccale

✦ UN MIMÉTISME UNIVERSEL INNOVÉ

UNISHADE est composé de **micro-charges sphériques innovantes** générant une diffraction inégalée de la lumière et une capacité mimétique exceptionnelle.

✦ BRILLANCE ET OPALESCENCE PERMANENTE

La très haute capacité de polissage des **micro-charges sphériques** confère un état de surface et une tenue de la teinte hors du commun.

✦ EFFICACITÉ ET GAIN DE TEMPS

L'étape de polissage est grandement facilitée et peut être réalisée en une seule étape.

✦ UNE PARFAITE CONSISTANCE

UNISHADE permet une mise en œuvre simple et confortable.

✕	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	290 MPa
✓	RÉSISTANCE À LA FLEXION	120 MPa
➤	DURETÉ BARCOL	80



• UNISHADE-U : 1 SÉRINGUE DE 3 G
• UNISHADE-O : 1 SÉRINGUE DE 3 G

RÉF. RE02801
RÉF. RE02802

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire®

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

