



PERFECT-GLOSS

COMPOSITE ANTÉRO-POSTÉRIEUR PHOTOPOLYMERISABLE
À PARTICULES SPHÉRIQUES

PERFECT-GLOSS, l'innovation esthétique.

LES TECHNO-CHARGES SPHÉRIQUES INNOVANTES DE PERFECT-GLOSS APPORTENT DE MULTIPLES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES

- Une parfaite qualité mimétique générée par une diffraction inégalée de la lumière.
- Un gloss exceptionnel avec une brillance et une opalescence permanente.
- Une texture améliorée favorisant l'étanchéité marginale et la modélisation.

LA RATIONALISATION DE LA PALETTE D'OPACITÉ DES TEINTES SIMPLIFIE LES RÉALISATIONS PAR STRATIFICATION

Opacité dentine (D)	Opacité universelle (U)	Opacité émail (E)
A2D A3D	A2U A3U A3.5U A4U B2U C2U	A2E A3E

PERFECT-GLOSS, AVEC UNE TENEUR EN CHARGE DE 80% / POIDS PRÉSENTE D'EXCELLENTE CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

✕	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	300 MPa
↷	RÉSISTANCE À LA FLEXION	100 MPa
↘	DURETÉ BARCOL	80



1 SERINGUE DE 3 G

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire®

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

