



SILIMATRIX[®]

SILICONE TRANSLUCIDE
POUR LA RÉALISATION TRANSPARENTE DE MATRICES
ET D'ENREGISTREMENTS D'OCCLUSION

SILIMATRIX[®], l'efficacité pratique.

✦ TRANSLUCIDITÉ ÉLEVÉE

Les clés réalisées avec Silimatrix[®] permettent une parfaite photopolymérisation des différents matériaux composites.

✦ PRÉCISION ET ÉLASTICITÉ OPTIMISÉES

Par sa stabilité dimensionnelle $\geq 99,3\%$ et sa dureté Shore de 60-66, Silimatrix[®] facilite le repositionnement de la matrice réalisée, ce qui optimise vos réalisations.

✦ EXCELLENTE CONSISTANCE

S'applique simplement sans couler.

✦ EFFICACITÉ

- Temps de travail ≥ 25 sec.
- Temps de prise $\leq 1:30$ min.
- Temps d'application recommandé en bouche 1:20 min.

✦ SANS ODEUR



• 2 CARTOUCHES DE 50 ML + EMBOUTS

RÉF. EM02800

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Dispositif Médical Classe I

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

