




CORPORIS® DIGI-POST® **BREVETÉ**

TENONS NUMÉRISABLES

Ergonomie et précision pour de parfaites empreintes numériques.

PROCÉDÉ DE FABRICATION PAR INJECTION

- Tolérances dimensionnelles < à 3μ
- Parfait matching au laboratoire de prothèse*
- Élément prothétique parfaitement ajusté



* Nos bibliothèques sont disponibles sur le système 3Shape.

DIAMÈTRES ET LONGUEURS NUMÉRIQUEMENT IDENTIFIABLES


- Une couleur par diamètre (teintée dans la masse)
- Une forme de tête selon la longueur (court ou long)
- ➔ Aucune erreur d'identification possible

L'ERGONOMIE D'UN SYSTÈME ÉPROUVÉ

Retrouvez votre système de rangement iconique Corporis®

MATÉRIAU PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX INDICATIONS PRÉVUES

- Haute radio-opacité à 250% AI
- Matériau bio-compatible
- Dureté élevée
- Stabilité dimensionnelle élevée (faible absorption d'eau)
- Désinfectable à l'alcool



	CORTE		CORTE		CORTE		CORTE	
	COURT	LONG	COURT	LONG	COURT	LONG	COURT	LONG
Lg. totale	12.5	14.5	13	15	14	15.5	14.5	16.5
Diam.	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7



Séquenceur DIGI-POST contenant :
6 tenons courts + 6 tenons longs + 1 ou 3 foret(s) ou alésoir(s) (Ø au choix)
Recharge DIGI-POST contenant :
6 tenons longs (Ø et Longueur au choix)



EXOTEC Dentaire®
2 rue Aristide Bergès
21800 Sennecey-lès-Dijon

Dispositifs Médicaux Classe I

Lire attentivement la notice d'instruction.

Usage strictement réservé aux professionnels de l'art dentaire.