




CORPORIS® DIGI-POST® **BREVETÉ**

TENONS NUMÉRISABLES

Ergonomie et précision pour de parfaites empreintes numériques.

PROCÉDÉ DE FABRICATION PAR INJECTION

- Excellente précision dimensionnelle
- Parfait matching au laboratoire de prothèse*
- Élément prothétique parfaitement ajusté



* Nos bibliothèques sont disponibles sur le système 3Shape.

DIAMÈTRES ET LONGUEURS NUMÉRIQUEMENT IDENTIFIABLES


- Une couleur par diamètre (teintée dans la masse)
- Une forme de tête selon la longueur (court ou long)
- Aucune erreur d'identification possible

L'ERGONOMIE D'UN SYSTÈME ÉPROUVÉ

Retrouvez votre système de rangement iconique Corporis®

MATÉRIAU PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX INDICATIONS PRÉVUES

- Haute radio-opacité à 250% AI
- Matériau bio-compatible
- Dureté élevée
- Stabilité dimensionnelle élevée (faible absorption d'eau)
- Désinfectable à l'alcool



	COURT		LONG		COURT		LONG		COURT		LONG	
Lg. totale	12.5	14.5	13	15	14	15.5	14.5	16.5				
Diam.	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7				



Séquenceur DIGI-POST contenant :
6 tenons courts + 6 tenons longs + 1 ou 3 foret(s) ou alésoir(s) (Ø au choix)
Recharge DIGI-POST contenant :
6 tenons (Ø et Longueur au choix)



EXOTEC Dentaire®
2 rue Aristide Bergès
21800 Sennecey-lès-Dijon

Dispositifs Médicaux Classe I

Lire attentivement la notice d'instruction.

Usage strictement réservé
aux professionnels de l'art dentaire.