



UNISHADE

COMPOSITES ANTÉRO-POSTÉRIEURS PHOTOPOLYMÉRISABLES UNIVERSELS

UNISHADE, l'évidence esthétique.

✦ SIMPLICITÉ ET ÉVIDENCE

Suppression de la prise de teinte :

- UNISHADE couvre à lui seul le plus large spectre de teintes dentaires.
- UNISHADE-O permet, selon le cas clinique :
 - de masquer parfaitement les tâches sombres
 - de bloquer l'effet noir de la cavité buccale

✦ UN MIMÉTISME UNIVERSEL INNOVÉ

UNISHADE est composé de **micro-charges sphériques innovantes** générant une diffraction inégalée de la lumière et une capacité mimétique exceptionnelle.

✦ BRILLANCE ET OPALESCENCE PERMANENTE

La très haute capacité de polissage des **micro-charges sphériques** confère un état de surface et une tenue de la teinte hors du commun.

✦ EFFICACITÉ ET GAIN DE TEMPS

L'étape de polissage est grandement facilitée et peut être réalisée en une seule étape.

✦ UNE PARFAITE CONSISTANCE

- UNISHADE permet une mise en œuvre simple et confortable.
- UNISHADE FLOW : consistance Flow pour les petites restaurations.

	UNISHADE-U / O	UNISHADE FLOW
✧ RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	290 MPa	300 MPa
✓ RÉSISTANCE À LA FLEXION	120 MPa	100 MPa
➤ DURETÉ BARCOL	80	70



• UNISHADE-U : 1 SERINGUE DE 3 G
 • UNISHADE-U COMPULE : 10 COMPULES DE 0.25 G
 • UNISHADE-O : 1 SERINGUE DE 3 G
 • UNISHADE FLOW : 1 SERINGUE DE 1 G

RÉF. RE02801
 RÉF. RE02901
 RÉF. RE02802
 RÉF. RE02803

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
 Usage strictement réservé aux professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
 pour Exotec Dentaire®

SanaPro Dental GmbH
 D-27570 Bremerhaven
 (Germany)

