

FICHA TÉCNICA

TIRAS DE POLIÉSTER PARA ACABADO Y PULIDO PROCLINIC		
REFERENCIA	0116	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Tiras finas y flexibles de alta durabilidad, cubiertas con micro partículas de óxido de aluminio. Excelente rectificado y acabado que da como resultado una superficie brillante y lisa para la restauración. También se utiliza para el pulido de superficies interproximales.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable AISI 304, con micropartículas de diamante y de óxido de aluminio y film de poliéster.	
ESPECIFICACIONES	Grosor: 4,0 mm Granulación: Medio-Fina	Longitud: 170 mm Tamaño de grano: 240/320 µm
ENVASE	Envase con 150 unidades	
VIDA ÚTIL	Producto no perecedero. Vida útil del producto: existe un desgaste natural debido al uso, causando una disminución en el rendimiento en la función abrasiva. Se recomienda interrumpir el uso cuando la abrasividad no esté actuando correctamente.	
FINALIDAD PREVISTA	Eliminación de restos de restauración dental, para el desgaste de las superficies dentales, así como el pulido y el acabado de restauraciones de resina compuesta. Se utilizan en consultorios odontológicos por profesionales cualificados y su uso consiste en introducir el centro neutro de la tira de lija en la región interproximal y promover el desgaste deseado.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Exclusivo para uso dental. Sólo dentistas pueden usar este producto, ya que poseen la información científica necesaria para su uso adecuado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

POLYESTER STRIPS FOR FINISHING AND POLISHING PROCLINIC		
REFERENCE	0116	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	Thin and flexible strips with high durability, covered with micro aluminium oxide particles. Excellent grinding and finishing which results in a bright and smooth surface for composite restoration. Also used for polishing of interproximal surfaces.	
COMPOSITION	Stainless steel AISI 304, micron-sized diamond particles, micro aluminium oxide particles, film of polyester.	
SPECIFICACIONS	Thickness: 4.0 mm Grit: Medium-Thin	Length: 170 mm Grit size: 240/320 µm
PACKAGING	Box with 150 strips	
SHELF LIFE	Non-perishable product. Lifetime of the product: there is a natural wear use due to the use, causing a decrease in performance in abrasive function. It is recommended to discontinue use when the abrasiveness is not working properly.	
INTENDED USE	Removing dental restoration debris, wear of dental surfaces, as well as polishing and finishing of composite resin restorations. They are used in dental offices by skilled professionals, and their use consists of introducing the neutral center of the sandpaper strip in the interproximal region and promoting the desired wear.	
SAFETY INFORMATION	Exclusive for dental use. Only dental professionals should use this product because they have scientific information necessary for the proper use.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture.	