




FICHA TÉCNICA

GUANTES DE LÁTEX LIGERAMENTE EMPOLVADOS PROCLINIC		
REFERENCIAS	0138: Tamaño L 0139: Tamaño M 0140: Tamaño S 0170: Tamaño XS	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Guantes de látex ligeramente empolvados, blancos, no estériles, de un solo uso. Ambidiestros.	
COMPOSICIÓN	100% goma natural.	
ESPECIFICACIONES	Tamaño XS ≤ 80 mm Tamaño S 80 ± 10 mm Tamaño M 95 ± 10 mm Tamaño L 110 ± 10 mm	
ENVASE	Caja con 100 unidades	
VIDA ÚTIL	5 años	
FINALIDAD PREVISTA	Protección de barrera de la mano del usuario para la realización de exámenes médicos o clínicos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en odontología y también para fines de laboratorio.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Los guantes están fabricados con látex, que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Si esto ocurre, discontinuar su uso inmediatamente y consultar con el médico.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	
NORMATIVAS QUE CUMPLEN	EN 455:-1,-2,-3,-4 EN 420+A1 EN 374:-1	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC LIGHTLY POWDERED LATEX GLOVES		
REFERENCES	0138: Size L 0139: Size M 0140: Size S 0170: Size XS	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.	
DESCRIPTION	Latex gloves lightly powdered. White. Non-sterile. Ambidextrous. For single use only.	
COMPOSITION	100% natural rubber.	
SPECIFICACIONS	Size XS ≤ 80 mm Size S 80 ± 10 mm Size M 95 ± 10 mm Size L 110 ± 10 mm	
PACKAGING	100 units	
SHELF LIFE	5 years	
INTENDED USE	Gloves intended for use in the medical field to protect patient and user from cross contamination. Intended for conducting medical examinations, diagnostic and therapeutic procedures, in dentistry and in handling contaminated medical material.	
SAFETY INFORMATION	The gloves are made of natural rubber latex that may cause allergic reactions in some people. If allergic reactions occur, discontinue use immediately and consult the doctor.	
HANDLING AND STORAGE	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	
STANDARDS APPLIED	EN 455:-1,-2,-3,-4 EN 420+A1 EN 374:-1	

SCHEDA TECNICA

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE PROCLINIC		
CODICI ARTICOLI	0138: Taglia L 0139: Taglia M 0140: Taglia S 0170: Taglia XS	
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe I. Classificato in base al Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.	
DESCRIZIONE	Guanti in lattice bianchi con polvere. Non sterili. Ambidestri. Per uso singolo.	
MATERIALE DI PRODUZIONE	100% gomma naturale.	
SPECIFICAZIONI	Taglia XS ≤ 80 mm Taglia S 80 ± 10 mm Taglia M 95 ± 10 mm Taglia L 110 ± 10 mm	
IMBALLAGGIO	Confezione da 100 pezzi	
VITA UTILE	5 anni	
DESTINAZIONE D'USO	Guanti destinati all'uso in campo medico per proteggere il paziente e l'utente dalla contaminazione incrociata. Destinato allo svolgimento di visite mediche, procedure diagnostiche e terapeutiche, in odontoiatria e nella manipolazione di materiale medico contaminato.	
INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA	Questo prodotto contiene lattice naturale, che può causare una reazione allergica in alcuni individui. Altri ingredienti utilizzati nella preparazione dei guanti possono causare reazioni allergiche in alcuni utenti. Sono stati segnalati casi isolati di reazioni allergiche al lattice o alla polvere. In questi casi, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico.	
STOCCAGGIO	Conservare in luogo fresco e asciutto ed evitare calore eccessivo (30°C). I contenitori aperti dovrebbero essere tenuti lontano dalla luce solare diretta o fluorescente.	
STANDARD APPLICABILE	EN 455:-1,-2,-3,-4 EN 420+A1 EN 374:-1	