


FICHA TÉCNICA

CERA ROSA DE MODELAR PROCLINIC		
REFERENCIAS	0176: Universal, 450g H20812: Universal, 2.500g 01762: Dura, 450g H20802: Dura, 2.500g	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Cera de modelar de color rosa para trabajos de prótesis removible.	
COMPOSICIÓN	Compuesta de ceras microcristalinas, ceras de parafina y resinas.	
ESPECIFICACIONES	Color rosa. Tamaño de las láminas: 174 x 94 mm Peso: 450g (20 láminas); 2.500g (110 láminas).	
ENVASE	Envase con 20 ó 110 láminas	
VIDA ÚTIL	10 años a partir de la fecha de fabricación	
FINALIDAD PREVISTA	Principalmente para modelar y para registro oclusal: - Universal: para trabajos donde se precise un bajo punto de fusión, una buena elasticidad, así como una buena adherencia. - Dura: para trabajos en condiciones ambientales de temperaturas altas, donde se precise un punto de fusión superior, una rigidez mayor en frío, así como una menor adherencia.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Este producto no representa ningún peligro si se utiliza para su uso normal. Riesgo de quemaduras cuando el producto se encuentra licuado. En caso de contacto con la piel cuando el producto está en estado líquido, enfriar la zona con agua y no intentar despegar el material adherido a la piel, tratar la quemadura y acudir al médico.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Mantener alejado de toda fuente de ignición. Evitar los agentes oxidantes. No utilizar si el envase está dañado.	

TECHNICAL DATA SHEET

PINK MODELING WAX PROCLINIC		
REFERENCES	0176: Universal, 450g H20812: Universal, 2.500g 01762: Hard, 450g H20802: Hard, 2.500g	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	Multi-purpose pink modelling wax.	
COMPOSITION	Made of microcrystalline waxes, paraffin waxes and resins.	
SPECIFICACIONS	Colour: pink Sheet size: 174 x 94 mm Weight: 450g (20 sheets); 2.500g (110 sheets)	
PACKAGING	Box with 20 or 110 sheets	
SHELF LIFE	10 years from the date of manufacture	
INTENDED USE	Modelling wax for removable prosthesis work, mainly for modulation and making occlusion records. - Universal: for working where a low melting point, good elasticity and good adhesion are required. - Hard: ideal for working in high temperature climatic conditions.	
SAFETY INFORMATION	This product is not expected to present any unusual hazards in proper use. This product is often transported and handled hot; care should be taken to prevent thermal burns. Skin: if burned by contact with hot material, cool the burned skin area as quickly as possible by immersing in cold water, or applying cold water. Call the doctor.	
HANDLING AND STORAGE	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Keep away from heat and flames. Do not store near strong oxidizing agents. Do not use if the package is damaged.	