


FICHA TÉCNICA

SEPARADOR DE MEJILLAS BESTDENT		
REFERENCIAS	25652: Separador de Mejillas, Adultos 25653: Separador de Mejillas, Niños 25654: Retractor de Labios Adultos 95117: Separador de Mejillas con Depresor Lingual	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme a la Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Instrumentos de uso odontológico que se utilizan para mantener abierta la boca y proporcionar una buena visión de los dientes. No estériles. Desechables. En función de su uso final, están disponibles diferentes colores y tamaños. Colores: azul, azul claro.	
COMPOSICIÓN	Fabricados en PVC.	
ENVASE	Envases con 2 unidades.	
VIDA ÚTIL	3 años a partir de la fecha de fabricación	
FINALIDAD PREVISTA	Utilizados para desplazar los tejidos blandos para mejorar la visión y el acceso a la boca, y permitir protección durante procedimientos odontológicos.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. Producto de un solo uso. No estériles.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT DENTAL RETRACTOR		
REFERENCES	25652: Cheek Retractor, Adults 25653: Cheek Retractor, Children 25654: Lips Retractor, Adult + Children 95117: Cheek Retractor with Tongue Depressor	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	Dental Retractor is a hand-held dental instrument used to open mouth and provide good eyesight of the teeth. Disposable product. According to the final use, different colours and sizes are available. Colour: blue, clear blue.	
COMPOSITION	Made of PVC.	
PACKAGING	Boxes with 2 units.	
SHELF LIFE	3 years from the date of manufacture	
INTENDED USE	Used to displace soft tissues to improve vision and access and to afford them protection during surgical procedures.	
SAFETY INFORMATION	For single use only. For professional dental application only. Non sterile product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	