


RESTAURO



150 MPa
Resistenza
alla flessione



479 MPa
Resistenza alla
compressione

CENTRA L'OBIETTIVO

Elevata traslucenza e corrispondenza cromatica.
Ottieni diverse tonalità in modo più semplice.



1 sola siringa per varie tonalità

Grazie alla sua avanzata tecnologia di **abbinamento cromatico**, si adatta perfettamente al **colore naturale del dente**, offrendo **risultati estetici impeccabili** e semplificando la fase di selezione del tono.

Un risultato perfetto ogni volta.

Con la **trasparenza opaca** è possibile coprire le tonalità **scure indesiderate** e ricostruire le pareti.

1 unico composito per

RISPARMIARE
TEMPO

SEMPLIFICARE
I FLUSSI DI
LAVORO

RESTAURI
UNIVERSALI

LA MAGGIOR
PARTE DEI
CASI

Ottieni risultati più naturali



PRIMA



DOPO

Restauro del 25° da parte della dott.ssa Carmen Miñana

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elevata traslucenza ($\approx 8\%$ a 3 mm di spessore)
- Resistenza alla compressione: 479 MPa
- Resistenza alla flessione: 150 MPa
- Riempitivo inorganico 75% wt (53% vol)

Compatibile con i dispositivi per il riscaldamento dei compositi (fino a un'ora)

Universale e versatile, con finitura naturale, offre un'eccellente resistenza all'usura e alla frattura.

**PIÙ
SOSTENIBILE**

Meno colori e siringhe, meno rifiuti.

Semplifica la selezione dei colori e garantisce risultati esteticamente soddisfacenti, contribuendo a un'odontoiatria più efficiente, **efficace e sostenibile**.

Qualità garantita dagli esperti



Dott.ssa Carmen Miñana

Studio Miñana-Peris

“Il restauro del 25 con il composito universale monocoloro di Proclinic Expert riproduce ottimamente il colore del dente”.



Dr. Rufino Bueno

Studio dentistico Dr. Bueno

“Buon composito, facile da maneggiare con un colore che permette una buona imitazione e una buona politura”.

Dott.ssa Paula Vaquero

“Soddisfa le mie aspettative per quanto riguarda la maneggevolezza e la consistenza. Anche nei casi di camuffamento per colorazione il risultato finale è molto buono”.



UNIVERSAL ALL SHADES

Cod. 36636

UNIVERSAL OPAQUE

Cod. 36637

Scannerizza il QR per accedere ai dettagli del prodotto su:

