

**Codice Articolo –
Ref.:**
Code

**2800-U1 ; 2800-U2 ; 2800-U3 ;
2800-U4 ; 2800-U5 ; 2800-U6**

Portaimpronte forati
senza bordino ritentivo (Superiore)

Descrizione

Product Description

Cod.		A (mm)	B (mm)
2800-U1	XXS	63	48
2800-U2	XS	66	51
2800-U3	S	68	56
2800-U4	M	71	58
2800-U5	L	74	62
2800-U6	XL	76	63

*Perforated impression trays
without retention rim (Upper)*

**Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in alluminio

Manufacture

Instrument made of aluminium

Note tecniche

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Technical notes

*Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 1000 cicli
(Temperatura Max consigliata 160 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration**

*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 1000 cycles
(Recommended Max temperature 160°C)*

Confezionamento

Singolo pezzo

*Packages**Single piece***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

*Storage**Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources***Prodotto da**Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)***Produced by***