



**FICHA TÉCNICA**

<b>MICROAPLICADORES PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	49978: Fino 49979: Regular	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, Directiva 93/42/CEE	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Los microaplicadores desechables son productos sanitarios invasivos de uso transitorio. Se utilizan para la aplicación de materiales en la cavidad oral.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Fabricado en Polipropileno y Poliamidas.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Tamaño fino y regular.	
<b>ENVASE</b>	100 unidades por envase	
<b>VIDA ÚTIL</b>	5 años a partir de la fecha de fabricación	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Los microaplicadores se utilizan para la aplicación de pequeñas cantidades de materiales (selladores, agentes adherentes, cementos...) en zonas de la cavidad bucal de acceso limitado.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Solamente para uso profesional dental. Producto de un solo uso.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	
<b>MSDS</b>	No aplicable	

**TECHNICAL DATA SHEET**

<b>MICRO APPLICATORS PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCES</b>	49978: Thin 49979: Regular	
<b>MANUFACTURER</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device, Class I, Directive 93/42/EEC	
<b>DESCRIPTION</b>	The disposable micro applicator is an invasive device for transient use. It is used for the application of materials in the oral cavity.	
<b>COMPOSITION</b>	Made with Polypropylene and Polyamides.	
<b>SPECIFICACIONS</b>	Sizes: Thin and regular.	
<b>PACKAGING</b>	100 pieces per tube	
<b>SHELF LIFE</b>	5 years from the date of manufacture	
<b>INTENDED USE</b>	The micro applicators are used for the application of small amounts of materials (etchants, bonding agents, sealers, cements) in limited access areas.	
<b>SAFETY INFORMATION</b>	For single use only. For professional dental application only.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture.	
<b>MSDS</b>	Not applicable	