

FICHA TÉCNICA

CUBETAS DESECHABLES BESTDENT			
REFERENCIAS	54537: Superior Grande 54538: Inferior Grande 54539: Superior Mediana 54540: Inferior Mediana 54541: Superior Pequeña 54542: Inferior Pequeña 54543: Parcial Sup.Der./Inf.Izq. 54544: Parcial Sup.Izq./Inf.Der. 54545: Anteriores		
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia		
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme a la Directiva 93/42/CEE		
DESCRIPCIÓN	Cubetas preformadas de plástico cuya forma anatómica permite una adaptación perfecta a los dientes. Tienen una superficie de agarre (mango) que facilita su manipulación.		
COMPOSICIÓN	Fabricadas en polipropileno.		
ESPECIFICACIONES	Disponible en color azul. Tiene una forma adecuada para adaptarse a la anatomía bucal. Disponibles en distintos modelos y tamaños: arcada superior e inferior completas, ½ arcada, ¼ arcada.		
ENVASE	Bolsa con 10 unidades		
VIDA ÚTIL	3 años a partir de la fecha de fabricación		
FINALIDAD PREVISTA	Realizar tomas de impresiones dentales.		
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. Producto de un solo uso. No estériles.		
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.		

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT DISPOSABLE IMPRESSION TRAYS		
REFERENCES	54537: Upper Large 54538: Lower Large 54539: Upper Medium 54540: Lower Medium 54541: Upper Small 54542: Lower Small 54543: Partial Upper Right/Lower Left 54544: Partial Upper Left/Lower Right 54545: Anterior	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	The disposable impression trays are preformed plastic trays with a gripping area to facilitate the manipulation. The anatomical shape allows a perfect adjustment to the teeth.	
COMPOSITION	Made in polypropylene.	
SPECIFICATIONS	Blue colour. Available in different models and sizes: full arch upper, full arch lower, ½ arch, ¼ arch.	
PACKAGING	Bag with 10 pieces.	
SHELF LIFE	3 years from the date of manufacture	
INTENDED USE	To allow dental impressions	
SAFETY INFORMATION	For single use only. For professional dental application only. Non sterile product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	