

PEOPLE HAVE PRIORITY



syneq<sup>FUSION</sup>



W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t.: +43 6274 6236-0  
office@wh.com

f: +43 6274 6236-55  
wh.com

## 9. Dati tecnici

Manipolo		HE-43/HE-43 T
Rapporto di trasmissione		1:1
Diametro esterno della guaina	(mm)	20/18
Innesto motore conforme alla norma		ISO 3964
Velocità massima dell'unità motrice	(min <sup>-1</sup> )	40.000
Strumenti rotanti		
Diametro del gambo strumento	ISO 1797 (mm)	2,35
Lunghezza massima ammessa per la fresa del manipolo*	(mm)	50
Inserimento medio per fresa del manipolo		fino all'arresto
Lunghezza massima ammessa per la fresa del contrangolo*	(mm)	34
Inserimento medio per fresa del contrangolo con attacco della fresa		fino all'arresto

\* v. pag. 52

49

## Dati tecnici

Contrangolo		WE-56/WE-56 T	WE-57/WE-57 T	WE-66/WE-66 T
Rapporto di trasmissione		1:1	1:1	4:1
Diametro esterno della guaina	(mm)	20/18	20/18	20/18
Innesto motore conforme alla norma		ISO 3964		
Velocità del motore max	(min <sup>-1</sup> )	40.000		
Strumenti rotanti				
Diametro del gambo strumento	ISO 1797 (mm)	2,35	1,6	2,35
Lunghezza max ammessa per la fresa*	(mm)	34	25	34
Inserimento min		a scatto	fino all'arresto	a scatto

\* v. pag. 51

50

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t.: +43 6274 6236-0      f: +43 6274 6236-55  
office@wh.com      wh.com